

## Commande d'un standing mural

(de « Multiple Sklerose verstehen und behandeln » von Regula Steinlin Egli, Springer 2011)

Vue frontal



vue latéral



montage au mur



les barres peuvent  
être enlevées



### Equipement

Trois barres rembourrées de cuir doivent être fixées à mur porteur. Il y a également une sangle en cuire pour le maintien du bassin et des fesses. Si le standing n'est pas utilisé, on peut facilement enlever les barres pour qu'il ne prenne pas de place inutile.

Le standing est une fabrication à la pièce et peut être acheté à l'adresse suivante :

**Bänteli Dekor, Solothurnerstrasse 46, 4053 Basel**

**Tél. 061 361 75 75 ; [www.baenteli-dekor.ch](http://www.baenteli-dekor.ch)**

### Montage

Le montage doit être fait par un professionnel. Le / la physiothérapeute est présent/-e pour déterminer la hauteur des barres.

Il faut respecter les points suivants :

- Fixer la **barre inférieure à la hauteur des tibia** (un peu en dessous de la rotule)
- **La barre du milieu : à la hauteur du ventre**. La barre du milieu est fixée légèrement devant les deux autres. La lanière de la sangle fessière doit tirer légèrement vers le haut.
- **Barre supérieur : hauteur de la poitrine**

**Si le patient a tendance à se pencher en avant avec le haut du corps** : il convient de laisser un peu de distance entre le sternum et la barre par mesure de sécurité. Le patient ne doit pas avoir de contact avec la barre sur son sternum.

**Si le patient a tendance à se pencher en arrière avec le haut du corps** : La barre supérieure doit être en contact avec le sternum pour que le patient ne perde pas le contact.

La barre supérieure est en aplomb avec la barre inférieure, celle du milieu est un peu plus avancée.

**Coût : env. CHF 1350.-** (demander le prix actuel avant de commander)

Les frais pour le standing peuvent éventuellement prix en charge par une assurance complémentaire. Les assurances n'ont malheureusement pas l'obligation de payer.